

# lumiraDx™ ルミラ・SARS-CoV-2 Ag テストストリップ テクニカル情報 – スwab

ルミラ・SARS-CoV-2 Ag テストストリップは、鼻腔ぬぐい液および鼻咽頭ぬぐい液検体中のSARS-CoV-2ヌクレオカプシドタンパク質抗原の定性的検出を目的とした、ルミラ 測定機器で使用するための迅速なマイクロ流体免疫蛍光アッセイです。本検査薬はSARS-CoV-2抗原を検出するため、現時点におけるSARS-CoV-2感染の診断に役立ちます。

本テクニカル情報は、SARS-CoV-2 Ag テストストリップに使用するルミラ検証済みSwabの包括的なリストを提供することを目的としており、鼻腔ぬぐい液用および鼻咽頭ぬぐい液用Swabの構成に分割されています。

## SARS-CoV-2 Agテスト - 認定Swab

### 鼻腔ぬぐい液用Swab：

- FLOQSwab502CS01-E
- FLOQSwab552C (チューブ入り) (製品コード：252391)
- FLOQSwab519CS01-E
- ピューリタン ハイドロフロック スタンダード25-3306-H
- ピューリタン ハイドロフロック スタンダード25-3506-H
- メディカルワイヤードライSwab レーヨンMW112
- FLOQSwab519C (チューブ入り)

### 鼻咽頭ぬぐい液用Swab：

- FLOQSwab501CS01
- FLOQSwab518CS01-E
- FLOQSwab503CS01-E
- FLOQSwab534CS01-E
- FLOQSwab534100CS01-E

本テクニカル情報には、検証テストでその性能がルミラ・SARS-CoV-2 Ag テストストリップで使用が可能であると認定されたSwabのリストが記載されています。ルミラは、Swabのサプライヤーが性能に影響を与える可能性のある原材料の変更やその他のSwabの仕様変更を行わないことを保証することはできません。

他のSwabは、ルミラ・SARS-CoV-2 Ag テストストリップでの使用について検証されていません。他のSwabを使用すると、性能が異なる場合があります。

さらに、上記のサプライヤーは、異なる製品コードで類似のSwabを提供している場合があります。それらのSwabは、ルミラ・SARS-CoV-2 Ag テストストリップでの使用について検証されていません。上記の正しい製品コード以外のSwabを使用すると、性能が異なる可能性があります。

**製品に関するお問い合わせやテクニカルサポートについては、ルミラ カスタマーサービスにご連絡ください。**

Eメール：[customerservices.jp@lumiradx.com](mailto:customerservices.jp@lumiradx.com)

フリーダイヤル：0120-632-860

[www.lumiradx.com](http://www.lumiradx.com)

Copyright ©2022 LumiraDx UK LTD. All rights reserved worldwide.

ルミラおよび炎のロゴは、LumiraDx International LTDの商標です。ルミラのこれらおよびその他の登録の全詳細については、[lumiradx.com/IP](http://lumiradx.com/IP)を参照してください。その他の商標は、すべてそれぞれの所有者に帰属します。本コンテンツは、ルミラ製品の取扱いのみに用い、提供された指示に従って使用してください。当社からの書面による明示的な許可がない限り、コンテンツを配布または商業的に利用することはできません。また、ルミラ 測定機器あるいはルミラ・テストストリップの使用以外の目的でコンテンツを送信したり、他の電子検索システム形式で保存したりすることもできません。提供される情報は通知なく変更される場合があります。

本製品は、すべての国や地域でご利用いただけるわけではありません。特定の市場での入手可能性については、最寄りのルミラの営業担当または代理店にご連絡ください。

### 製造販売元：

ルミラ・ダイアグノスティクス・  
ジャパン株式会社  
〒160-0022  
東京都新宿区新宿五丁目2番3号  
MRCビル