

# LumiraDx Platform - Qualitätskontrollbogen



LumiraDx GmbH  
An der Hasenkaule 10  
50354 Hürth

Tel: +49 2233 4605 200  
Fax: +49 2233 4605 210

E-Mail: [service.de@lumiradx.com](mailto:service.de@lumiradx.com)  
Website: [lumiradx.com](http://lumiradx.com)

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| Praxisadresse: | Messgröße: <b>CRP Test - Teststreifencharge 5000709</b> | Untersuchungsmaterial:  |
|                | System: LumiraDx Platform                               | <input type="radio"/> Frisches Kapillarblut <input type="radio"/> Li-Hep-Kapillarblut |
|                | Messmethode: Quantitativer Fluoreszenz-Immunoassay      | <input type="radio"/> Venöses Vollblut (Li-Hep) <input type="radio"/> Plasma (Li-Hep) |
|                | Seriennummer:   | Max. zul. Abweichung 13,5%; RiliBÄK 2019, Bundesaerztekammer.de                       |

| Datum Uhrzeit | CRP Test (Chargen-Nr./Lot-Nr.) | Multi Quality Controls (Chargen-Nr./Lot-Nr.) | QK-Level | Kontrollproben-Messwert CRP mg/L | Zielwert / Zielwertbereich CRP mg/L | Min Max     | Kontrollproben-Messwert im Toleranzbereich ja/nein | Freigabe/Sperrung | Korrekturmaßnahmen Wiederholung falls Toleranzbereich überschritten | Untersucher Name und Unterschrift |
|---------------|--------------------------------|--|----------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|-------------------|---|-----------------------------------|
|               | 5000709                        |  | 1        |                                  | 17.4                                | 15.0 - 19.7 |  |                   |   |                                   |
|               | 5000709                        |  | 1        |                                  | 17.4                                | 15.0 - 19.7 |  |                   |   |                                   |
|               | 5000709                        |  | 1        |                                  | 17.4                                | 15.0 - 19.7 |  |                   |   |                                   |
|               | 5000709                        |  | 1        |                                  | 17.4                                | 15.0 - 19.7 |  |                   |   |                                   |

| Datum Uhrzeit | CRP Test (Chargen-Nr./Lot-Nr.) | Multi Quality Controls (Chargen-Nr./Lot-Nr.) | QK-Level | Kontrollproben-Messwert CRP mg/L | Zielwert / Zielwertbereich CRP mg/L | Min Max     | Kontrollproben-Messwert im Toleranzbereich ja/nein | Freigabe/Sperrung | Korrekturmaßnahmen Wiederholung falls Toleranzbereich überschritten | Untersucher Name und Unterschrift |
|---------------|--------------------------------|--|----------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|-------------------|---|-----------------------------------|
|               | 5000709                        |  | 2        |                                  | 84.8                                | 73.3 - 96.2 |  |                   |   |                                   |
|               | 5000709                        |  | 2        |                                  | 84.8                                | 73.3 - 96.2 |  |                   |   |                                   |
|               | 5000709                        |  | 2        |                                  | 84.8                                | 73.3 - 96.2 |  |                   |   |                                   |
|               | 5000709                        |  | 2        |                                  | 84.8                                | 73.3 - 96.2 |  |                   |   |                                   |